


BIONIX
LAB

Варіанти ручного лиття для різних розмірів гелю

Доступні два аксесуари для ручного лиття в серії камер Sub-Cell: ливарні затвори та ливарний столик. Ливарні столики забезпечують зручність розміщення кількох ємностей для гелів різного розміру. Вони доступні для всіх моделей Sub-Cell. Ливарні затвори наявні лише для камер певного розміру. Цей аксесуар дозволяє заливати гелі безпосередньо в камерах Sub-Cell.



Доступні моделі ливарних столиків для різних розмірів гелів

Розмір ємності для гелю	Міні ливарний столик	Повнорозмірний ливарний столик
7 x 7	✓	✓
7 x 10	✓	✓
15 x 7	✓	✓
15 x 10	✓	✓
15 x 15		✓
15 x 20		✓
15 x 25		✓

Доступні аксесуари для різних камер для горизонтального електрофорезу

Камера для електрофорезу	Розмір ємності для гелю	Ливарні затвори	Ливарний столик
Mini-Sub cell GT	7 x 7	✓	✓
	7 x 10		✓
Wide Mini-Sub cell GT	15 x 7	✓	✓
	15 x 10		✓
Sub-Cell GT	15 x 10		✓
	15 x 15	✓	✓
	15 x 20		✓
	15 x 25		✓

