

Характеристика гребінок для Mini-PROTEAN Tetra Cell

Кількість/тип гребінок	Ширина лунки	Товщина гребінки		
		0,75 мм	1,0 мм	1,5 мм
5	12,70 мм	70 мкл	105 мкл	160 мкл
9	5,08 мм	33 мкл	44 мкл	66 мкл
10	5,08 мм	33 мкл	44 мкл	66 мкл
15	3,35 мм	20 мкл	26 мкл	40 мкл
IPG	6,20 мм	—	420 мкл	730 мкл
Prep/2-D				
Референтна лунка	3,10 мм	13 мкл	17 мкл	30 мкл
Лунка зі зразком	67,44 мм	310 мкл	400 мкл	680 мкл