

Таблиця порівняння джерел живлення PowerPac

	PowerPac Basic	PowerPac HC	PowerPac Universal	PowerPac HV
Діапазон виходу (налаштовується)				
Напруга	10-300 В	5-250 В	10-500 В	20-5000 В
Сила струму	4-400 мА	0,01-3,0 А	0,01-2,5 А	0,01-500 мА
Потужність	75 Вт (максимум)	1-300 Вт	1-500 Вт	1-400 Вт
Тип виходу	постійна напруга або постійний струм	постійна напруга, струм або потужність	простійна напруга, струм або потужність	постійна напруга, струм, напруга або температура
Таймер	1-999 хв	1 хв - 99 год 59 хв	1 хв - 99 год 59 хв	1 хв - 99 год 59 хв
Вольт-годинний контроль	-	-	✓, 99000 В-год	✓, 99000 В-год
Функція паузи/продовження	✓	✓	✓	✓
Дисплей	3-значний світлодіод	16-символьний x 2-рядковий РК-дисплей	128 x 64 пікселі, підсвічування	128 x 64 пікселі, підсвічування
Програмовані методи	-	1 метод до трьох кроків, без можливості зберігання	9 методів, кожен може містити до 9 методів	9 методів, кожен може містити до 9 методів
Годинник у реальному часі	-	-	✓	✓
Автоматичне поновлення після збою живлення	✓	✓	✓	✓
Перенесення даних/архівування	-	-	✓	✓
Контроль температури	-	-	-	через температурний датчик, 30-90°C ± 2°C

Зчитування мікроампер	-	-	-	✓
Безпека	виявлення відсутності підключення до приладу, раптової зміни навантаження; захист від перевантаження/короткого замикання, захист від перенапруги	виявлення відсутності підключення до приладу, раптової зміни навантаження, витоку; захист від перевантаження/короткого замикання, захист від перенапруги	виявлення відсутності підключення до приладу, раптової зміни навантаження, витоку; захист від перевантаження/короткого замикання, захист від перенапруги	виявлення відсутності підключення до приладу, раптової зміни навантаження, витоку; захист від перевантаження/короткого замикання, захист від перенапруги
Умови використання	0–40°C; 0–95% вологості	0–40°C; 0–95% вологості	0–40°C; 0–95% вологості	0–40°C; 0–95% вологості
Штабелювання	✓	✓	✓	✓
Кількість вихідних гнізд	4	4	4	4
Фактична вхідна потужність	90-120 або 198-264 VAC, 50/60 Гц	90-120 або 198-264 VAC, 50/60 Гц	90-120 або 198-264 VAC, 50/60 Гц	90-120 або 198-264 VAC, 50/60 Гц
Габарити (Ш x Г x В)	21 x 24,5 x 6,5 см	25 x 28,5 x 8 см	27,5 x 34 x 10 см	27,5 x 34 x 10 см
Вага	1,1 кг	2,0 кг	2,5 кг	2,85 кг